

LIFESAVER® JERRYCAN



LifeSaver® Jerrycan har en kapacitet på 18,5 liter och kan ge upp till 20 000 liter rent dricksvatten utan att byta filter.

Perfekt för större grupper som är på expedition, i sommarstugan, på campingen, eller när dricksvattnet i ditt närområde har blivit förorenat och du behöver tillgång till rent vatten i ditt hem. LifeSaver® Jerrycan försäkrar dig att du alltid har säkert dricksvatten vart du än befinner dig och med duschmunstycket som tillbehör kan du tvätta och hålla rent.

LifeSaver® Jerrycan växer i popularitet bland överlanders eftersom den passar perfekt i standard Jerrycan-hållare för att fästas i en mängd överland-fordon.

ACC TILLBEHÖR

- ✓ Duschmunstycke
- ✓ Reservfilterpatron
- ✓ Reservskivor med aktivt kol



NYCKELFUNKTIONER

- Avlägsnar
 - Bakterier
 - Virus
 - Protozoer
 - Mikroplaster
- Mil-Spec-kompatibel, överstiger NSF P248 efterlevnadsstandarder, för minskning av virus, bakterier och protozoer och används av den amerikanska armén Folkhälso-center (MEDCOM).
- Producera upp till 20 000 liter rent vatten.
- Förvara och transportera 18,5 liter vatten.
- Utbytbar Filterpatron.
- Utbytbar skiva med aktivt kol för reducering av dålig smak och lukt samt kemikalier och tungmetaller.
- FailSafe-teknik – när filtrets membran är blockerat kan inte vatten passera, vilket gör att användaren alltid kan känna sig trygg och säker.
- Daglig tillförsel av vatten i 2–3 år.
- Tvätta och håll rent med LifeSaver® duschmunstycke som tillbehör.
- Snabbt flöde på upp till 4 l/min.
- BPA och BPS fri plast.

LIFESAVER®
ESSENTIAL FOR SURVIVAL



MIKROBIOLOGISKT FILTRERINGSEFFEKTIVITET

Överskrider EPA:s riktlinjer för mikrobiologiska renare:

Bakterieretention***	>99,99 % (logg 6)
Virusretention***	>99,99 % (logg 4)
Minskning av Protozoer***	>99,99 % (logg 4)

Kemisk reduktion

Valfritt aktivt kolfilter förbättrar vattnets smaklighet genom att reducera dålig smak och lukt samt kemikalier och tungmetaller.

LIFESAVER® TESTER

Fullständigt NSF P248 'Military Operations Microbiological Water Purifiers'-protokoll satt av US Army Public Health Center (MED-COM). Dessa enheter är testade med två olika typer av vatten för att utmana filtreringsförmågan utöver standardanvändningen. Alla angivna siffror är hämtade från tester gjort med avloppsförorenat vatten.

*Efter första användningen ska produkten skyddas mot frost.

**Flödes hastigheter och serviceklassificering beror på matarvattnets sammansättning, temperatur och grumlighet.


***Testad av BCS-laboratorier. Utfördad 28/08/18 baserat på full NSF P248-protokoll.

INFORMATION

Informationen och uppgifterna i detta dokument är baserade på vår allmänna erfarenhet och anses vara korrekta. De ges i god tro och är avsedda att ge en vägledning för val och användning av våra produkter. Eftersom produkten kan användas på många olika sätt kan vi inte ta ansvar för produktens prestanda vid felaktig användning. Kvaliteten på våra produkter garanteras under våra försäljningsvillkor. Befintlig industriell äganderätt måste iaktas.

Alla detaljer som anges i detta datablad anses vara korrekta vid tidpunkten för skapandet. Vi förbehåller oss rätten att göra förbättringar och/eller modifieringar av utrustningen här.

© 2022 Icon LifeSaver® Ltd. Med ensamrätt. Patentregistrerade mönster ansökt och beviljat. LifeSaver® är ett registrerat varumärke.



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| A Kran | E Pumphantag |
| B Utgång för duschmunstycke | F Avtagbar pump |
| C Utbytbart filter | G Anslutningsöppningar |
| D Bärhandtag | |

PRESTANDA OCH TEKNISK DATA

Lägsta drifttemperatur	>0°C
Maximal drifttemperatur	50°C
Minsta lagringstemperatur*	-10°C*
Maximal lagringstemperatur	50°C
Initialt flöde**	20 000 liter (4L/min)
Renar upptill**	20 000 liter
Produkts torr vikt inkl. patron	3,9 kg
Produktlagringskapacitet	18,5L.
Produktmaterial och vattenavlopp BPA- och BPS-fria.	

Återförsäljare, information och priser på
lifesaversystems.se @lifesaverscandinavia



SLI0046/2